

MESE**SETTIMANA****Preparazione presidi****Preparazione ventilatore**

L	M	M	G	V	
					prova laringoscopi e lame
					filtro e mounth
					siringa cuffia tubo
					mandrini misure varie
					lubrificante e garze
					cerotto fissatubo
					deflussore gas
					aspiratore liquidi
					sondini aspirazione
					prova monitor
					elettrodi
					Ambu
					preparaz linea infusioneale
					pompa infusioneale
					tre vie e prolunghe infusio.
					deflussori emotrasfusione
					siringhe
					disinfettante e garze
					cannule Mayo
					maschere facciali
					maschere laringee 3-4-5
					cerotti
					tubi O.T. varie misure
					farmaci per induzione
					farmaci di uso frequente

L	M	M	G	V	
					collegamento rete elettrica e accensione
					connessione gas e aspiratore
					verifica pressioni gas ai manometri (range tra 4 e 5 bar)
					connessione tubo gas reflui e verifica funzionamento
					verifica valvola by pass O2
					controllo vaporizzatore e livello gas anestetico
					controllo cesto calce sodata e livello
					controllo tubi, filtri e pallone va e vieni
					inizio auto test
					selezionare gas anestetico
					controllo funzionamento del ventilatore in modalita manuale
					controllo funzionamento del ventilatore in modalita automatico

Segnalazioni

Firma